# **PHILIPS**

Насадка для наилучшего ухода

A3 Premium All-in-One

2 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Поддержка BrushSync



HX9092/11



## Одна чистящая насадка для комплексного ухода

### Оптимальный результат чистки

Чистящая насадка A3 Premium All-in-One — это все, что вам нужно для осветления зубов\*\*\*, избавления от налета и ухода за деснами. Она удаляет до 20 раз больше налета\*, до 100% больше потемнений\*\* и делает десны до 15 раз более здоровыми всего за 2 недели\*\*

#### Эффективность премиум-класса

- В 20 раз более эффективное удаление налета даже в труднодоступных местах\*
- Устраняйте до 100 % больше потемнений всего за два дня\*\*\*
- До 15 раз более здоровые десны всего за две недели\*\*
- Проверенная сила звуковой технологии

#### Создано для вас

- Форма щетинок повторяет особенности прикуса
- Создано для вас с помощью экспертов

#### Максимально интуитивная

- Сменная насадка для простой и быстрой замены
- Сменная насадка обеспечит оптимальный результат чистки

## Особенности

#### Щетинки под углом



Оцените наше самое эффективное удаление налета\*\*\*\* вне зависимости от вашего стиля чистки. Щетинки на чистящей насадке Premium All-in-One расположены под идеальным углом и обеспечивают максимально эффективное удаление налета.

#### Скругленная форма



Изогнутый дизайн обеспечивает эффективную чистку даже труднодоступных участков. После тщательных исследований нам удалось создать устройство для исключительного комплексного ухода за здоровьем полости рта.

#### Кончики треугольной формы



Бережно устраняйте потемнения благодаря кончикам треугольной формы, предназначенным для их более эффективного удаления. Эта форма обеспечивает больше контакта с поверхностью зубов для эффективного избавления от потемнений.

#### Более длинные щетинки



Боковые щетинки чистящей насадки обеспечивают бережную чистку линии десен даже при акценте на чистке зубов. Их гибкая форма также позволяет избежать повреждения десен при излишнем давлении.

#### Проверенная сила звуковой технологии



Удаляйте налёт с помощью звуковой технологии. Щетинки совершают быстрые правильные выметающие движения от десны к краю зуба, как рекомендуют стоматологи. Образующийся из-за быстрых движений щетинок поток микропузырьков удаляет налёт даже между зубами.

#### Создано с помощью экспертов



Эта чистящая насадка "Все в одном" была создана в результате наших самых длительных исследований и разработок. Мы применили знания профессиональных

стоматологов, экспертов по здоровью полости рта, инженеров и проектировщиков, чтобы претворить в жизнь концепцию оптимальной чистящей насадки.

#### Легко использовать



Чистящая насадка A3 Premium All-in-One полностью совместима с ручкой Philips Sonicare (см. список ниже). Просто вставьте ее до щелчка и снимите для удобной замены или очистки.

#### Сменная чистящая насадка



Чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования, однако BrushSync заранее напомнит вам о необходимости замены. Зубная щетка с поддержкой BrushSync анализирует данные об использовании и уведомляет пользователя при необходимости заменить насадку на новую.

# Характеристики

Совместимость

Система чистящих насадок: Сменные Подходит для: всех щеток Philips Sonicare Несовместимо: Philips One, Essence

В комплекте

Насадки: A3 Premium All-in-One, 2 шт.

Дизайн и отделка

Цвет: Черный

Жесткость щетинок: Средняя

Материал насадки щетки: Мягкие и гибкие

резиновые ребра

Индикаторные щетинки: Синие индикаторные

щетинки выцветают

Размер:

Стандартный

Распознавание чистящей насадки: Да

Качество и эффективность

Замена: Каждые 3 месяца

Протестировано: для оптимального использования

© 2021 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые

предварительного уведомления То марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев. Дата выпуска 2021-09-17 Версия: 4.1.1

EAN: 08 71010 39635 47

www.philips.com



\* \*\*\* На основании предварительных лабораторных исследований. Мимеман Дж., Мимеман К., Уорд М., Старке М., Нельсон М., Эмберс Дж. Salus Research, Inc. Ft. Уэйн, Индиана, США Октябрь — ноябрь 2020 г.

<sup>\*</sup> по сравнению с обычной зубной щеткой

<sup>\* \*</sup> по сравнению с обычной зубной щеткой, 6 недель

<sup>\* \*\*</sup> лабораторное тестирование по сравнению с обычной зубной